

Поликлональное Антитело Против Irf3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip — Q14653

Артикул: CM0013362



введение

Кроличье поликлональное антитело (pAb) против IRF3 для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Валидировано для человека, мыши и крысы. Нацелено на интерферон-регулирующий фактор 3 (Q14653), ключевой транскрипционный фактор врожденного иммунитета. Идеально подходит для исследований противовирусного ответа и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против IRF3
Примечания/алиас	IIAE7; IRF3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3661
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14653
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом