

## Поликлональные Антитела Против Irf3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14653

Артикул: CM0024178



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против IRF3, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Ключевой реагент для исследований врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

| Параметр               | Значение                                                                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта      | IRF3 Rabbit pAb                                                                                                                         |
| Примечания/Псевдоним   | IIAE7; IRF3                                                                                                                             |
| Вид                    | Человек                                                                                                                                 |
| ID гена (Человек)      | 3661                                                                                                                                    |
| ID гена                | 3661                                                                                                                                    |
| Иммуноген              | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 человеческого IRF3 (NP_001184052.1). |
| Источник               | Кролик                                                                                                                                  |
| Категория              | Поликлональные антитела                                                                                                                 |
| Применение             | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                            |
| Кросс-реактивность     | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                    |
| SWISS                  | Q14653                                                                                                                                  |
| Молекулярный вес белка | 47кДа                                                                                                                                   |
| Доставка               | Сумка со льдом                                                                                                                          |