

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Irf3 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P70671

Артикул: CM0019359



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на Irf3 мыши (IRF-3, IIAE7), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований врождённого иммунитета и передачи интерфероновых сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Irf3
Примечания/псевдоним	IRF-3, IIAE7, IRF 3
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	3661
Идентификатор гена	54131
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 Irf3 мыши (NP_058545.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P70671
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет со льдом