

Поликлональное Антитело Anti-Irf4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15306

Артикул: CM0017229



введение

Кроличье поликлональное антитело против IRF4, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, распознающее IRF4 человека, мыши и крысы. Подходит для изучения транскрипционной активации IRF4 в лимфоидных и иммунных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRF4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MUM1; LSIRF; SHEP8; NF-EM5; IRF4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3662
ID гена	3662
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-350 человеческого IRF4 (NP_002451.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15306
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом