

Кроличыи Моноклональные Антитела K Anti-Irf5 Для Wb, Ip, Elisa - Q13568

Артикул: CM0002376



введение

Кроличыи моноклональные антитела, направленные против человеческого IRF5 (SLEB10), валидированные для WB, IP, ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Идеально подходят для изучения врожденного иммунитета и интерфероновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRF5 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	SLEB10; IRF5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3663
ID гена	3663
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 6-151 человеческого IRF5 (Q13568)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13568
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент