


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Irf5 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) - Q13568

Артикул: CM0015230



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого IRF5, валидированное для методов WB, IHC-P и ELISA. Подходит для исследований врожденного иммунитета, интерфероновой сигнализации и воспалительного ответа. Перекрестно реагирует с белками человека и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRF5 Rabbit pAb
Примечания/псевдоним	SLEB10; IRF5
Вид	Человек
GeneID (человек)	3663
GeneID	3663
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого IRF5 (NP_001092097.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q13568
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом