

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Irf6 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - O14896

Артикул: CM0030864

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против IRF6, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный IRF6. Идеально подходят для исследований развития эпидермиса и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRF6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LPS; PIT; PPS; VWS; OFC6; PPS1; VWS1; IRF6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3664
GeneID	3664
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 115-300 человеческого IRF6 (NP_006138.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14896
Молекулярный вес белка	53 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент