

Кроличья Поликлональная Антитело Против Irf7 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q92985

Артикул: CM0014566



введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого IRF7 для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным белком. Ключевой транскрипционный регулятор ответа интерферона I типа, критически важный для врожденного иммунитета против вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	IRF7 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	IMD39; IRF-7; IRF7A; IRF7B; IRF7C; IRF7H; IRF-7H; IRF7
Вид	Человек
ID гена (человек)	3665
ID гена	3665
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого IRF7 (NP_001563.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q92985
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодовой пакет