

Поликлональное Антитело Anti-Irf8 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q02556

Артикул: CM0015966

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого IRF8 (ICSBP), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. IRF8 — транскрипционный фактор, участвующий в передаче сигналов интерферона и развитии дендритных клеток. Поставляется на льду.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к IRF8
Примечания/синонимы	ICSBP; IRF-8; ICSBP1; IMD32A; IMD32B; H-ICSBP; IRF8
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3394
Идентификатор гена	3394
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 137-426 человеческого IRF8 (NP_002154.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q02556
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом