

Кроличья Поликлональная Антитела Против Irf8 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q02556

Артикул: CM0028355

введение

Кроличьи поликлональные антитела против IRF8, валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим и мышиным белком. Идеальны для изучения транскрипционного фактора, участвующего в дифференцировке иммунных клеток и интерфероновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRF8 Кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	ICSBP, IRF-8, ICSBP1, IMD32A, IMD32B, H-ICSBP, IRF8
Вид	Человек
GeneID (человек)	3394
GeneID	3394
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 137-426 человеческого IRF8 (NP_002154.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q02556
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом