

Кроличья Поликлональная Антитело Против Irf2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк, Ифа - P48200

Артикул: CM0028818



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого IRP2 (IREB2), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований метаболизма железа и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRP2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ACO3; IRP2; IRP2AD; NDCAMA; IRE-BP2; IRE-BP 2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3658
ID гена	3658
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 760-963 человеческого IRP2 (NP_004127.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48200
Молекулярный вес белка	105кДа
Доставка	Сумка со льдом