

Анти-Irs1 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P35569

Артикул: CM0027926



введение

Поликлональные антитела кролика против мышинового IRS1 (субстрат 1 инсулинового рецептора), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Полезны для исследований инсулиновой сигнализации, метаболизма глюкозы и путей клеточного роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRS1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	G972R; IRS-1
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3667
ID гена	16367
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35569
Молекулярный вес белка	131 кДа
Доставка	Сумка со льдом