

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Irs1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P35568

Артикул: CM0014028



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого IRS1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознаёт IRS1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований передачи сигналов инсулина и диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело IRS1
Примечания/альтернативное название	HIRS-1; IRS1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3667
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1043-1242 человеческого IRS1 (NP_005535.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35568
Молекулярная масса белка	132 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом