

Анти-Irs2 Моноклональное Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y4H2

Артикул: CM0008823



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого IRS2, подходящее для Western Blot, IF/ICC и ELISA. Реагирует с человеком, мышью и крысой. Предсказанный молекулярный вес 137 кДа. Идеально для исследований инсулиновой сигнализации и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRS2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	IRS-2, Irs2, IRS 2
Вид	Человек
Gene ID (человек)	8660
Gene ID	8660
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1239-1338 человеческого IRS2 (NP_003740.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y4H2
Молекулярная масса белка	137кДа
Доставка	Ледяной пакет