

Анти-Irs2 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4H2

Артикул: CM0029071



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого IRS2, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белками. Необходимы для исследований инсулиновой сигнализации, метаболизма глюкозы и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IRS2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	IRS-2; IRS2
Вид	Человек
GeneID (человек)	8660
GeneID	8660
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующие аминокислотам 1238-1338 человеческого IRS2 (NP_003740.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y4H2
Молекулярный вес белка	137кДа
Доставка	Сумка со льдом