

Кроличья Поликлональная Антитело Против Isg20 Для Wb, Elisa — Q96Az6

Артикул: CM0015524



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому ISG20, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует перекрестно с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований противовирусного врожденного иммунитета, интерферон-стимулируемых генов и метаболизма РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	ISG20 Кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	CD25, HEM45, ISG20
Вид	Человек
ID гена (человек)	3669
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-70 человеческого ISG20 (NP_002192.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96AZ6
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодовой пакет