

Моноклональное Антитело Против Islet1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P61371

Артикул: CM0002219

введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Islet1 (P61371), валидированное для WB, ИHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышью. Идеально подходит для изучения нейрональной дифференцировки и развития сердца.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Islet1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	Isl-1; ISLET1; Islet1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3670
GeneID	3670
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого Islet1 (P61371).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P61371
Молекулярный вес белка	39 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент