

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Islet1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P61371

Артикул: CM0028848

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к Islet1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Взаимодействуют с Islet1 человека, мыши и крысы — ключевым фактором транскрипции в развитии. Идеально подходят для исследований в области нейронауки, кардиологии и стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Islet1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	Isl-1; ISLET1; Islet1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3670
GeneID	3670
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-349 человеческого Islet1 (NP_002193.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61371
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом