


Поликлональное Антитело Против Ist1 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P53990

Артикул: CM0029754



введение

Кроличье поликлональное антитело против IST1 (CHMP8, OLC1). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для изучения ESCRT-III-опосредованной цитокинеза и динамики ядерной оболочки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IST1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	OLC1; CHMP8; IST1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9798
GeneID	9798
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-335 человеческого IST1 (NP_001257906.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53990
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом