


Поликлональное Антитело К Isy1 Для Вестерн1 Блоттинга, Ифа - Q9Ulr0

Артикул: CM0018163



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ISY1 — фактор сплайсинга пре-мРНК и регулятор процессинга микроРНК. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, с перекрестной реактивностью к образцам человека и мыши. Идеально для исследований сплайсинга и стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ISY1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FSAP33; ISY1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57461
ID гена	57461
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-307 человеческого ISY1 (NP_001186398.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9ULR0
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	В пакете со льдом