

Кроличья Поликлональная Антитело Против Isyna1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nph2

Артикул: CM0027086

введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого ISYNA1, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный ISYNA1. ISYNA1 является ферментом, ограничивающим скорость биосинтеза мио-инозитола. Подходит для исследований метаболизма и липидной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ISYNA1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	IPS; INO1; INOS; IPS 1; IPS-1; ISYNA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51477
ID гена	51477
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого ISYNA1 (NP_057452.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NPH2
Молекулярный вес белка	61кДа
Доставка	С ледяным пакетом