


Поликлональное Антитело Anti-Itch Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q96J02

Артикул: CM0022728



введение

Кроличье поликлональное антитело против ITCH (AIP4), валидированное для WB, IHC-P и ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально для изучения функции E3 убиквитинлигазы и путей воспалительной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITCH Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPP1; ITCH
Вид	Человек
GeneID (Человек)	83737
GeneID	83737
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-155 ITCH (NP_001244066.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96J02
Молекулярная масса белка	103 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом