

Поликлональное Антитело К Itfg1 Для Вб, Ифа - Q8Tb96

Артикул: CM0013338

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому ITFG1, подходящее для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Мишень – иммуномодулирующий белок Т-клеток, участвующий в защите от реакции "трансплантат против хозяина".

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITFG1 кроличье пАт
Примечания/алиасы	TIP; CDA08; LNKN-1; 2310047C21Rik; ITFG1
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	81533
ID гена	81533
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 313-612 человеческого ITFG1 (NP_110417.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TB96
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Хладоэлемент