

## Кроличыи Поликлональные Антитела К Itga10 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — 075578

Артикул: CM0024281

### введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому ITGA10, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с антигенами человека и мыши. Подходят для исследований коллагеновых рецепторов. Молекулярная масса белка: 128 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличыи поликлональные антитела к ITGA10                                                                                  |
| Примечания/Альясы         | PRO827; ITGA10                                                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                    |
| ID гена (человек)         | 8515                                                                                                                       |
| ID гена                   | 8515                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 801-1040 человеческого ITGA10 (NP_003628.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                     |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                    |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                              |
| SWISS                     | 075578                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка  | 128 кДа                                                                                                                    |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                          |