


Моноклональное Антитело Против Itga1/Cd49A () Для Проточной Цитометрии - P56199

Артикул: CM0012666



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого ITGA1/CD49a, конъюгированное с , для проточной цитометрии. Распознает интегрин альфа-1, рецептор ламинина и коллагена, обеспечивая надежное обнаружение этой молекулы клеточной адгезии в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против человеческого ITGA1/CD49a
Примечания/Псевдоним	VLA1; CD49a
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3672
ID гена	3672
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-1141 человеческого ITGA1/CD49a (NP_852478.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P56199
Молекулярный вес белка	131 кДа
Доставка	С ледяным пакетом