

Кроличья Поликлональная Антитело Против Itga8 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P53708

Артикул: CM0017333

введение

Кроличья поликлональная антитело против ITGA8, полученное с использованием рекомбинантного белкового антигена. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Целевая молекулярная масса 117 кДа. ITGA8 — это альфа-субъединица интегрина, участвующая в развитии почек и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITGA8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ITGA8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8516
GeneID	8516
Антиген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 907-1000 человеческого ITGA8 (NP_003629.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53708
Молекулярный вес белка	117kDa
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент