

Поликлональное Антитело Anti-Itga9 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13797

Артикул: CM0025116

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на Интегрин альфа-9 (ITGA9), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мыши. Идеально для исследований клеточной адгезии и сосудистых исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITGA9 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RLC; ITGA4L; ALPHA-RLC; ITGA9
Вид	Человек
GeneID (человек)	3680
GeneID	3680
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-250 человеческого ITGA9 (NP_002198.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q13797
Молекулярная масса белка	114 кДа
Доставка	В пакете со льдом