

Анти-Itgae (Cd103) Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P38570

Артикул: CM0026372



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против интегрина альфа-Е (CD103). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для изучения адгезии лимфоцитов, слизистого иммунитета и биологии эпителиального барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITGAE кролика pAb
Примечания/Псевдоним	CD103; HUMINAE; ITGAE
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3682
ID гена	3682
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-200 человеческого ITGAE (NP_002199.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P38570
Молекулярный вес белка	130 кДа
Доставка	Сумка со льдом