

Поликлональные Антитела Против Itgb3Вр Для Ihc-Р И Elisa - Q13352

Артикул: CM0014793



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого ITGB3BP (CENPR, NRIF3). Валидированы для ИHC-Р и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходят для исследований центров, регуляции транскрипции и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITGB3BP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CENPR; NRIF3; TAP20; CENP-R; HSU37139; ITGB3BP
Вид	Человек
GeneID	23421
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-111 человеческого ITGB3BP (NP_055103.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-Р, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13352
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка со льдом