

Поликлональные Антитела Против Itgb3Вr Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13352

Артикул: CM0030324



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого ITGB3BP (CENPR, NRIF3), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходят для исследований регуляции транскрипции и биологии центромеры/кинетохора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITGB3BP кролик rAb
Примечания/Псевдонимы	CENPR; NRIF3; TAP20; CENP-R; HSU37139; ITGB3BP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23421
ID гена	23421
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-111 человеческого ITGB3BP (NP_055103.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13352
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка со льдом