


Кроличыи Поликлональные Антитела К Itgb5 Для Wb И Elisa - P18084

Артикул: CM0024617



введение

Кроличыи поликлональные антитела к ITGB5 для WB и ELISA. Распознают ITGB5 человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген, 88 кДа. Для исследований клеточной адгезии и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к ITGB5 (pAb)
Примечания/Синонимы	ITGB5
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3693
Идентификатор гена	3693
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 490-720 ITGB5 человека (NP_002204.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P18084
Молекулярная масса белка	88 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом