

Поликлональное Антитело Против Itgb7 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P26010

Артикул: CM0030086



введение

Кроличье поликлональное антитело к ITGB7 для Вестерн-блоттинга и ИФА, валидированное для образцов человека и мыши. Направлено против интегрина бета-7 — ключевого рецептора хоминга лимфоцитов, используется в исследованиях ассоциированной с кишечником лимфоидной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITGB7 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиас	ITGB7
Вид	Человек
ID гена (человек)	3695
ID гена	3695
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-140 человеческого ITGB7 (NP_000880.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P26010
Молекулярная масса белка	87 кДа
Доставка	Холодильный пакет