

Кроличье Поликлональное Антитело Против Itgb8 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P26012

Артикул: CM0029509



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому ITGB8, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Нацелено на интегрин бета-8, рецептор фибронектина, участвующий в активации TGF-бета и васкулогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITGB8 Кроличье pAb
Примечания/Алиас	ITGB8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3696
ID гена	3696
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-320 человеческого ITGB8 (NP_002205.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26012
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом