

Кроличья Поликлональная Антитело К Itgbl1 Для Elisa И Вестерн-Блота — O95965

Артикул: CM0021863

введение

Кроличья поликлональная антитело к ITGBL1, валидированная для Вестерн-блота и ИФА (ELISA). Распознает ITGBL1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения функции интегрин-бета-подобного белка 1 в исследованиях сосудистой биологии и внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITGBL1 Rabbit pAb
Примечания / Алиасы	OSCP; TIED; ITGBL1
Вид	Человек
ID гена (человек)	9358
ID гена	9358
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 200-300 человеческого ITGBL1 (NP_004782.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95965
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодильный пакет