

Кроличыи Поликлональные Антитела K Itih3 Для Wb, Elisa - Q06033

Артикул: CM0025451

введение

Кроличыи поликлональные антитела к ITIH3 человека, подходящие для WB и ELISA. Перекрестно реагируют с мышами и крысами. Детектируют полосу ~100 кДа. Для исследований метаболизма гиалуроновой кислоты и внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITIH3 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	НЗР; SHAP; ITI-НСЗ; ITIH3
Вид	Человек
GeneID (человек)	3699
GeneID	3699
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-180 ITIH3 человека (NP_002208.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q06033
Молекулярная масса белка	100 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом