


Анти-Itih4 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Elisa - Q14624

Артикул: CM0014366



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ITIH4 (тяжелая цепь H4 интер-альфа-трипсинового ингибитора), подходящее для WB и ELISA. Идеально подходит для изучения реакций острой фазы и механизмов воспаления, специфичных для печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITIH4 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	H4P; IHRP; GP120; PK120; ITIH1; PK-120; ITI-HC4; ITIH4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3700
GeneID	3700
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 689-930 человеческого ITIH4 (NP_002209.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14624
Молекулярный вес белка	103кДа
Доставка	Сумка со льдом