

Моноклональное Антитело Anti-Itk/Emt Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q08881

Артикул: CM0005451



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого ITK/EMT (тирозин-протеинкиназы ITK/TSK), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Необходимо для исследований передачи сигналов в Т-клетках, иммунного ответа и киназной активности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITK/EMT Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	EMT; LYK; LPFS1; PSCTK2; ITK/EMT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3702
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого ITK/EMT
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q08881
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом