


## Поликлональные Антитела К Itln1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wwa0

Артикул: CM0028742



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к ITLN1 человека (интелектин-1/оментин), валидированные для методов WB, IHC-P, ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе; идеально подходят для исследований врожденного иммунитета и метаболизма.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ITLN1 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Примечания/Синонимы       | HL1; LFR; HL-1; INTL; ITLN; hIntL; omentin; ITLN1                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                        |
| GeneID (человек)          | 55600                                                                                                                          |
| GeneID                    | 55600                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-313 ITLN1 человека (NP_060095.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                         |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                        |
| Применение                | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность | Мышь, Крыса                                                                                                                    |
| SWISS                     | Q8WWA0                                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка  | 36 кДа                                                                                                                         |
| Транспортировка           | Пакет со льдом                                                                                                                 |