


Поликлональные Антитела Против Itpa Для Вестерн-Блота, Ифа — Q9By32

Артикул: CM0016040



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому ITPA — ферменту метаболизма нуклеотидов. Валидированы для Вестерн-блота и ИФА; перекрестно реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Подходят для изучения эксклюзии неканонических пуринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ITPA Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	DEE35; My049; ITPase; NTPase; C20orf37; dj79416.3; HLC14-06-P; ITPA
Вид	Человек
ID гена (человек)	3704
ID гена	3704
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 1–194 человеческого ITPA (NP_258412.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BY32
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Ледяной пакет