


Кроличья Поликлональная Антитело Против Itrka Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P23677

Артикул: CM0021942



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого ИТРКА (инозитолтрифосфат 3-киназа А), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для изучения метаболизма InsP3 и кальциевой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ИТРКА кролика pAb
Примечания/Псевдоним	IP3KA, IP3-3KA, ИТРКА
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3706
ID гена	3706
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 141-461 человеческого ИТРКА (NP_002211.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P23677
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент