

Поликлональное Антитело Кролика Против Itrkb Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P27987

Артикул: CM0025943

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого ITRKB (IP3K-B), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения кальциевого гомеостаза и сигнальных путей инозитолфосфатов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITРKB Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	IP3K; IP3KB; PIG37; IP3K-B; IP3-3KB; ITRKB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3707
GeneID	3707
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого ITRKB (NP_002212.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27987
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	В пакете со льдом