


Кроличье Моноклональное Антитело Против Itpr3 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q14573

Артикул: CM0004035



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ITPR3 (IP3R3), для Вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально подходит для изучения инозитол-1,4,5-трифосфат-опосредованного высвобождения кальция и внутриклеточной передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITPR3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	IP3R; CMT1J; IP3R3; ITPR3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3710
GeneID	3710
Иммуноген	Рекомбинантный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1630-1870 человеческого ITPR3 (NP_002215.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14573
Молекулярная масса белка	304 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом