


Анти-Itpr3 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14573

Артикул: CM0018363



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела, направленные против ITPR3 (IP3R-3), кальциевого канала. Подходят для WB, IF/ICC, IP, ELISA на образцах человека и мыши. Идеальны для изучения клеточной сигнализации и кальциевого гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITPR3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	IP3R; CMT1J; IP3R3; ITPR3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3710
GeneID	3710
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1630-1870 человеческого ITPR3 (NP_002215.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14573
Молекулярный вес белка	304кДа
Доставка	Сумка со льдом