

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Itprip Для Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iwb1

Артикул: CM0017157

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого ITPRIP (DANGER), специфичное для WB, IF/ICC, ELISA. Идеально подходит для исследований кальциевой сигнализации, связанных с взаимодействием с рецептором инозитол-1,4,5-трифосфата и биологией мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITPRIP Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DANGER; KIAA1754; bA127L20; bA127L20.2; ITPRIP
Вид	Человек
GeneID (человек)	85450
GeneID	85450
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 101-290 человеческого ITPRIP (NP_203755.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q8IWB1
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Пакет со льдом