

Поликлональные Антитела Против Itsn2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzm3

Артикул: CM0024505



введение

Кроличьи поликлональные антитела против ITSN2, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA; обнаруживают интерсектин-2 человека, мыши и крысы (Q9NZM3, 193 кДа). Полезны для изучения эндоцитоза, динамики актина и формирования дендритов меланоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ITSN2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SWA; SWAP; SH3D1B; SH3P18; PRO2015; ITSN2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	50618
GeneID	50618
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500-620 человеческого ITSN2 (NP_006268.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZM3
Молекулярный вес белка	193 кДа
Доставка	Сумка со льдом