


Поликлональные Антитела К Ivd Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - P26440

Артикул: CM0023115



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого IVD (изовалерил-КоА-дегидрогеназы).
Перекрестная реакция с мышью и крысой.
Подходят для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА. Полезны для изучения катаболизма лейцина и митохондриального β -окисления жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IVD Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	IVDH; ACAD2; IVD
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3712
ID гена	3712
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-200 человеческого IVD (NP_002216.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26440
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	В ледяном пакете