


Кроличий Моноклональный Антитело Против Jab1/Csn5/Cops5 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - Q92905

Артикул: CM0007866



введение

Кроличий моноклональный антитело против JAB1/CSN5/COP55 (субъединица 5 комплекса сигнальсомы COP9), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA и ChIP в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения пути убиквитин-протеасома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JAB1/CSN5/COP55 кроличий mAb
Примечания/Псевдоним	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/CSN5/COP55
Вид	Человек
ID гена	10987
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого JAB1/CSN5/COP55 (Q92905)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92905
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом