


Кроличья Поликлональная Антитело Против Jab1/Csn5/Cops5 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк, Ифа - Q92905

Артикул: CM0016340



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого JAB1/Csn5/COPS5, субъединицы сигнального комплекса COP9, участвующей в денеддировании и деградации белков. Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA с реактивностью в отношении человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JAB1/Csn5/COPS5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/Csn5/COPS5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10987
GeneID	10987
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-334 человеческого JAB1/Csn5/COPS5 (NP_006828.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92905
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент