


Поликлональные Антитела Anti-Jade1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q6Ie81

Артикул: CM0027625



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого JADE1 — каркасной субъединицы гистонацетилтрансферазного комплекса HBO1. Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA; проявляют перекрестную реакцию с мышинным белком. Идеально подходят для исследований хроматина и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JADE1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	RHF17, JADE1
Вид	Человек
ID гена (человек)	79960
ID гена	79960
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-509 человеческого JADE1 (NP_079176.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6IE81
Молекулярная масса белка	96 кДа
Доставка	Ледяной пакет