


Кроличье Поликлональное Антитело Против Jade1 Для If/Icc, Elisa - Q6Ie81

Артикул: CM0017394



введение

Кроличье поликлональное антитело к JADE1, валидированное для IF/ICC и ELISA. Определяет JADE1 человека и мыши, белок-каркас комплекса HBO1, участвующий в ацетилировании гистонов, апоптозе и передаче сигналов Wnt. Идеально для исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JADE1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RHF17; JADE1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79960
ID гена	79960
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-509 человеческого белка JADE1 (NP_079176.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6IE81
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом